

Installazzjoni u kura

Ponot u għata tal-earphones

Aqra qabel l-użu u żomm dawn l-istruzzjonijiet.

Użu maħsub

Ponot tas-silikon jew fowm li jistgħu jinbidlu u għata kompatibbli għall-earphones.

Uża biss aċċessorju YIVO adattat għall-mudell, id-dimensjonijiet u s-sistema ta' twaħħil tal-apparat. Żomm l-imballaġġ jew ir-rekord tax-xiri biex tidentifika l-prodott u l-lott, jekk immarkat. Dawn l-istruzzjonijiet tal-kategorija jissupplimentaw il-manwal tal-apparat; ma jikkonfermawx kompatibbiltà ma' kull mudell. Jekk l-istruzzjonijiet jikkontradixxu lil xulxin jew il-parti ma toqgħodx, ieqaf u kkuntattja lil YIVO.

Qabel tibda

Qabel tibdel parti, itfi l-apparat, skonnnettja l-provvista esterna u impedixxi bidu awtomatiku jew mill-bogħod. Stenna li l-partijiet li jiċċaqalqu jieqfu. Izola l-batteriji u sorsi oħra tal-enerġija skont il-manifattur tal-apparat; iżżarmax batterija integrata. Ibdel biss partijiet maħsuba biex jinbidlu mill-utent. Tiswijiet elettrici interni jew strutturali għandhom isiru minn servizz kwalifikat.

Installazzjoni

Agħżel il-konnessjoni korretta u daqs komdu. Aqbad il-ponta l-qadima mill-baži u neħhiha skont il-manwal. Waħhal il-ġdida kompletament mingħajr imblukkar tal-ħruġ tal-ħoss; iċċekkja bil-mod li żżomm qabel kull użu. Daħhal mingħajr forza u ibda b'volum baxx. Ikkonferma li l-kaxxa tal-iċċarġjar tagħlaq liberament.

Ponta maħlula tista' tibqa' fil-widna jew tinbela'. Jekk tehel fil-widna, tużax għodod li jaqtgħu; fittex għajnunna medika. Ieqaf għal uġigħ jew irritazzjoni. Taqsamx ponot mhux nodfa. L-iżolament tal-ħoss jista' jnaqqas l-għarfien tat-traffiku u perikli oħra.

Tindif u ħażna

Ponot u għata tal-earphones

Naddaf ponot imneħħija skont il-materjal. Laħlaħ is-silikon biss jekk permess u nixxef kompletament qabel twaħħil. Txarrabx il-fowm fit-tul u tużax solventi. Ibdel ponot imqattgħin, imwebbsin jew li ma joqogħdux sew.

Ibda b'ċarruta ratba, niexfa u mingħajr tentix. Għal wiċċ li jista' jitneħħa, mhux poruż u kompatibbli mal-ilma, uża ċarruta mxarrba ħafif b'ilma nadif u ħallih jinxef b'mod naturali. Żomm likwidi barra mill-fetħiet u l-kuntatti elettrici. Txarrabx fit-tul ġilda, fowm, saffi mwaħħlin jew filtri mingħajr indikazzjoni li jistgħu jinħaslu. Evita solventi, abrażivi, bliċ, fwar u sħana diretta sakemm ma jkunux espressament permessi għall-aċċessorju u l-wiċċ.

Twissijiet

Żomm partijiet żgħar maħlula, kalamiti u imballaġġ 'il bogħod minn tfal żgħar u annimali. Tpoġġix partijiet fil-ħalq. Jekk kalamita jew batterija buttuna setgħet inbelgħet, fittex għajnuna medika urgenti. Hdejn aċċessorji manjetiċi segwi l-pariri tal-manifatturi ta' apparati impjantati. Dawn il-partijiet mhumiex ġugarelli.

Waqfak l-użu ta' parti maħlula, maqsuma, deformata jew bil-ħsara, jew jekk ikun hemm sħana, ħoss, vibrazzjoni, tnixxija mhux tas-soltu jew irritazzjoni tal-ġilda. Impedixxi l-bidu mill-ġdid. Irrapporta problemi ta' sigurtà lil kontakt@yivo.pl u talbiet lil reklamacje@yivo.pl, billi tidentifika l-prodott, il-mudell u l-problema; ritratti u numru tal-ordni jgħinu. F'periklu immedjat fittex għajnuna ta' emergenza.

Aħżen nadif u niexef, 'il bogħod mis-sħana u x-xemx. Issepara l-imballaġġ u l-partijiet mikula skont ir-regoli lokali tal-ġbir; ipproteġi truf li jaqtgħu. Partijiet b'elettronika jew batteriji jeħtieġu ġbir separat xieraq. Dawn l-istruzzjonijiet ma jillimitawx id-drittijiet legali kontra l-bejjieġħ. Garanzija kummerċjali hija addizzjonali.

Manifattur u appoġġ

YIVO Sebastian Zajac | ul. Zofii Nałkowskiej 16/E, 41-700 Ruda Śląska, Polska / Poland
kontakt@yivo.pl | reklamacje@yivo.pl | <https://yivo.pl/wsparcie/>